

AlerTox[®] Sticks

Schnelltests zum Nachweis von Allergenen in
Lebensmitteln, Getränken und Oberflächen zur
internen Qualitätskontrolle.



AlerTox[®] Sticks Vorteile

Schnell und zuverlässig	✓
Ergebnisse in 10 Minuten	✓
Keine Kreuzreaktivität	✓
Hohe Sensitivität	✓



Krustentier



Ei



Haselnuss



Fisch



β -
Lactoglobulin



Mandel



Senfkorn



Casein



Erdnuss



Soja



Gesamtmilch

AlerTox[®] Sticks

AlerTox[®] Sticks sind ein praktisches Hilfsmittel zur Kontrolle des Allergengehalts in Rohwaren, Endprodukten und auf Arbeitsoberflächen.

Industrielle Anwendung

Semi-Quantifizierung von Allergenen in Lebensmitteln	✓
Qualitätskontrolle von Lebensmitteln	✓
Nachweis von Allergenkontamination in Lebensmitteln, Flüssigkeiten und auf Oberflächen	✓
Umsetzung und Erfüllung der HACCP-, ISO 22000- und BRC-Anforderungen und IFS-Konformität	✓



**ALLERGEN
FESTGESTELLT**



ALLERGENFREI

Produktbezeichnung	Bestellnummer	Referenznummer	Menge
AlerTox [®] Sticks Krustentier	KIT3036	KT-6126	10 Tests
AlerTox [®] Sticks Ei	KIT3025	KT-5899	10 Tests
AlerTox [®] Sticks Haselnuss	KIT3035	KT-6129	10 Tests
AlerTox [®] Sticks Fisch	KIT3038	KT-6131	10 Tests
AlerTox [®] Sticks β -Lactoglobulin	KIT3018	KT-5782	10 Tests
AlerTox [®] Sticks Sticks Mandel	KIT3033	KT-6127	10 Tests
AlerTox [®] Sticks Senfkorn	KIT3040	KT-6370	10 Tests
AlerTox [®] Sticks Casein	KIT3021	KT-5781	10 Tests
AlerTox [®] Sticks Erdnuss	KIT3031	KT-6128	10 Tests
AlerTox [®] Sticks Soja	KIT3028	KT-6125	10 Tests
AlerTox [®] Sticks Gesamtmilch	KIT3015	KT-6495	10 Tests

HINWEIS: Wie bei jedem qualitativen oder semiquantitativen Test sollten die Ergebnisse in regelmäßigen Abständen mit einem quantitativen Test validiert werden, der in einem externen Labor durchgeführt wird.